

広範囲に強力に跳躍する 磁気パワーマグスピン!

磁束密度MAX1046ガウス(104.6ミリステラ)の
強力な磁気パワーがより広範囲に体の奥深く
まで届き、しつこいコリをほぐし血行を改善します。

定格容量
110VA(50hz)の
磁気パワー!!



コリを取り
血行を改善!!

管理医療機器

家庭用電気磁気治療器

マグスピン M-1

効果・効能「装着部位のコリ及び血行の改善」

効果効能が正式に認められる管理医療機器「交流磁気治療器」 医学会では代替医療として様々な治療効果が発表されています。

永久磁気と違い体の内側から温熱を感じ「血行の改善」が可能です。
1秒間にN極とS極が50～60回入れ替わる強力な磁気パワーが
短時間に血行を促し体のコリをほぐします。



製品仕様

品名	マグスピン M-1
本体外形寸法	96×220×47mm
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格容量	110/94VA
平均磁束密度	70/60mT (50/60Hz)
本体重量	約1.8kg
安全装置	モジュール温度制御回路、温度ヒューズ内蔵 電子タイマー15分
医療機器認証番号	220AFBZX00089A01
付属品	テスターシート、本体布カバー

※上カバーをはずした画像です。



製品仕様

品名	磁気のいぶき
本体外形寸法	450×420×120 mm
定格電圧・周波数	AC100V 50/60Hz
定格容量	220/188VA
平均磁束密度	70/60mT (50/60Hz)
本体重量	4.0kg
安全装置	温度ヒューズ、サーモスタット、電子タイマー30分
医療機器認証番号	220AFBZX00090000
別売品	専用マグテスター (2個)、 フットシート (1足分)、固定ベルト



安全に関するご注意

ご使用前には取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を装着している人は、使用しないでください。
- 脳せき(脊)髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性のある医用電気機器を装着している人は、使用しないでください。
- 時計、磁気テープ、フロッピーディスク等を近づけないでください。時計がくったり、データを破損する原因になります。

本製品は、RoHS対応品です。

本製品は、国際規格の「ISO13485」「ISO9001」を取得した工場で徹底した品質管理のもと製造されています。



ISO13485:2003
(医療機器・品質マネジメントシステム)



ISO13485:2008
(品質マネジメントシステム)



<http://taisya.net/>

株式会社 神戸メディケア ヘルスケア事業部

神戸本社 〒652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町1丁目4-21 シェンブルク神戸 1F
TEL: 0120-35-8866 TEL: 078-671-5656 FAX: 078-671-5659 URL: <http://www.sokusin.net/>

東日本営業所 〒332-0012 埼玉県川口市本町4-13-1 第一三井ビル2F
TEL: 0120-778-158 TEL: 048-229-1588 FAX: 048-225-1755 URL: <http://www.onyokuki.com/>